



If you stand the bath bench upright and realize it is facing the wrong way when you put it in the tub, lay it back on its side (as in step 4) and remove the back. Then reinstall the back from the opposite side.

Si le banc de bain placé à la verticale n'est pas dirigé du bon côté lorsque vous le placez dans la baignoire, placez-le sur le côté (comme à l'étape 4) et retirez le dossier. Installez ensuite le dossier du côté opposé.

## Safety Precautions

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened

## Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.

## Limited Warranty

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number

## Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

Padded Transfer Bench

Banc de transfert rembourré

Model: CH1010

Modèle: CH1010



1

**BENCH PARTS GUIDE - GUIDE DES PIÈCES DU BANC**



**ENGLISH**

- A. Back Support (x1)
- B. Seat frame (x1)
- C. Arm Support (x1)
- D. Regular foot (x2)
- E. Suction foot (x2)

**FRANCAIS**

- A. Dossier (x1)
- B. Cadre du siège (x1)
- C. Appui-bras (x1)
- D. Pied ordinaire (x2)
- E. Pied à ventouse (x2)

2

**TOOLS REQUIRED: None**  
**OUTILS REQUIS : Aucun**

3

**ATTACH THE ARM SUPPORT - FIXEZ L'APPUI-BRAS**




Slide and click the arm support into the seat receivers.  
Note: Arm support should slant outwards slightly

Faites glisser et enclenchez l'appui-bras dans les ancrages du siège.  
Note : L'appui-bras devrait être incliné légèrement vers l'extérieur.

4

**ATTACH THE BACK TO THE SEAT - FIXEZ LE DOSSIER AU SIÈGE**



Slide and click the back support onto the seat frame  
Note: Be sure the brackets resemble the diagram in the bubble.  
Faites glisser et enclenchez le dossier sur le cadre du siège.  
Note : Assurez-vous que les supports ressemblent à l'image dans la bulle.

5


**SLIDE ON THE REGULAR AND SUCTION FEET – INSÉREZ LES PIEDS ORDINAIRES ET À VENTOUSE**



Slide and click all four feet onto the leg posts.  
Note: The suction feet go on the side that will be in the tub and therefore the side that has the arm support.  
Faites glisser et enclenchez les quatre pieds dans les pattes.  
Note : Les pieds à ventouse doivent être placés sur le côté qui sera placé dans la baignoire, c'est-à-dire le côté de l'appui-bras.

6

**ADJUSTING THE LEGS TO ACHIEVE DESIRED SEAT HEIGHT - RÉGLEZ LES PATTES SELON LA HAUTEUR DU SIÈGE DÉSIRÉE**



**PUSH IN & CLICK**  
**INSÉREZ ET CLIQUEZ**