

EZee Life

Wide Seat Drop Arm Commode

Item#

CH1052



Limited Warranty

EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.


The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your EZee Life device or this warranty, please contact an authorized EZee Life dealer.

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

CH1052



EZee Life



Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant. En cas de défectuosité, nous réparerons ou remplacerons.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses de réparation, les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

EZee Life, 252 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

EZee Life

CH1052

Features & Specifications:

Drop arm design for easy transfers

Bucket and lid included

Splashguard for over toilet use included

Powder coated steel frame

Colour: Gray

Width: 25.5" (65 cm)

Adjustable Seat Height: 19" to 23" (48.3 to 58.5 cm)

Weight Capacity: 400 lbs. (181.8 kgs.)



Care and Cleaning:

To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water.

Wipe commode dry after use if required.

Precautions

Periodically check assembly for continued tightness.

NEVER USE COMMODE IF ANY LOOSENESS IN THE ASSEMBLY IS NOTICED AS PERSONAL INJURY MAY RESULT.

NEVER STAND ON THE COMMODE SEAT. A dangerous fall could result.

CAUTION: Never exceed maximum weight limitation of 400lbs.

Avertissements

Entretien et nettoyage



CH1052

EZee Life