

Stationary Folding Commode Chaise d'aisance pliante fixe

Model: CH1071

Modèle: CH1071



Safety Precautions

1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this mobility device meets your specific needs.
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened

Mesures de sécurité

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce dispositif d'aide à la mobilité répond à vos besoins.
2. Avant l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est complètement ouvert.


Limited Warranty

Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this warranty. Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective. The warranty does not extend to consequential costs resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only and the original receipt must be presented before any warranty options are considered. Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number

Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life s'accompagnent d'une garantie limitée d'un an qui s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d'achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie de n'applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l'examen de toute option de garantie. La date de l'achat et le numéro de série devront également être fournis.

1 FOLDING STATIONARY COMMODE PARTS - PIÈCES DE LA CHAISE D'AISANCE FIXE PLIANTE



A. Complete Frame (x1)
B. Back Bar (x1)

A. Structure complète (x1)
B. Barre de dossier

2 TOOLS REQUIRED: None
OUTILS REQUIS : Aucun

3 SWING THE TWO ARM SUPPORTS OPEN - OUVREZ LES DEUX APPUIS-BRAS.



4 PULL THE SEAT FRAME UP AND CLICK INTO THE RECEIVERS - SOULEVEZ LE CADRE DU SIÈGE VERS LE HAUT ET ENCLENchez-LE DANS LES ANCRAGES.



5 CLICK IN THE BACK BAR - ENCLENchez LA BARRE DE DOSSIER EN PLACE.

