

S12 MONSTER X


COLOR
COULEUR

BATTERY RANGE
AUTONOMIE



UP TO/JUSQU'À
40 KM*

CAPACITY
CAPACITÉ



**350 LB
160 KG**

SIZE
DIMENSIONS



**62" X
30"**

PANEL
ÉCRAN



**DIGITAL
NUMÉRIQUE**

TIRES
PNEUS




**2 FRONT
TIRES SETS
2 SETS
DE PNEUS
AVANT**

MAX SPEED
VITESSE MAXIMALE



UP TO/JUSQU'À
18 KM/H

BATTERY
BATTERIE



UP TO/JUSQU'À
80 Ah

FRONT WHEELS
ROUES AVANT




**14" X
4.8"**

REAR WHEELS
ROUES ARRIÈRES




**15" X
6.3"**

SEAT
SIÈGE



**DELUXE
CAPTAIN
SEAT
SIÈGE
CAPITAINE
DELUXE**

TURNING RADIUS
RAYON DE TOURNAGE



**53"
1350 MM**

SUSPENSIONS
SUSPENSIONS



**FULL-
FRONT AND
REAR
AVANT ET
ARRIÈRE**

